

ZOLL® AED Plus® WS

胸骨圧迫ヘルプ機能を プラスしたフル・レスキューAED

心停止傷病者を蘇生し救命するには、迅速なAEDの使用と適切な胸骨圧迫が不可欠。


AED Plusは初めてAEDを使う方でも、迷うことなく適切な胸骨圧迫と一次救命処置ができるよう設計されています。ひとりでも多くの命を救うための独自技術や性能に加え、コスト低減も実現。救助者はもちろんのこと、傷病者や設置管理者もしっかりとサポートします。



ZOLL® AED Plus® WS 5つの特長

1 世界初の胸骨圧迫ヘルプ機能で、適切な救命処置をサポート

胸骨圧迫のテンポと深さを計測し、リアルタイムに救助者へフィードバック。音声ガイダンスとディスプレイ表示でJRC蘇生ガイドラインが推奨する「約5～6cmの深さ、100～120回/分のテンポの胸骨圧迫」に救助者をナビゲートします。




「胸骨圧迫ヘルプ機能」を動画でみる



2 初めてでも迷わず貼れる 一体型の除細動パッド

パッドを胸の中心にして手で押さえタブを引っ張るだけ。



3 メンテナンスの手間とコストを削減 5年間消耗品交換不要

5年間消耗品交換不要でメンテナンスの手間とトータルコストを削減。お忙しい設置管理者様にとって悩みの種である消耗品も、交換の手間と費用が要らずトータルコスト削減に貢献します。



5年保証の
AED Plus本体



5年間交換不要のバッテリー
と小学生～大人用除細動パッド*

*未使用の場合

4 絵文字インジケータと音声 ガイダンスで初めての救命をガイド



5 さまざまな場所で使用可能な IP55*の防塵・防水性

*防水・防塵の国際基準



動作温度 0～50℃

■ 使用上の注意

■ AEDは救命処置のための医療機器です。■ AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。

■ AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。

・ご使用前に取扱説明書及び注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。・添付文書は必ずお読みください。・製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。・AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検してください。・除細動パッド、バッテリーには交換期限があるため、「AED消耗品交換時期」タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。・除細動パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

www.ak-zoll.com

【外国特許承認取得者】
ZOLL Medical Corporation (米国)

旭化成AEDコールセンター(24時間受付)

☎0800-222-0889

一般名 非医療従事者向け自動除細動器
販売名 ZOLL AED Plus 半自動除細動器
医療機器承認番号 22200BZ100015000
クラス 高度管理医療機器(クラスIII) / 特定保守管理医療機器

掲載内容は、2023年5月現在のものです。
設計・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合があります。 [PL-F1 230502 Rev.1.0]